

**nēw feet**  
MEDICAL FOOTWEAR



Skor för känsliga fötter

# AUTUMNWINTER 2024



**192-81** Hålfotsstöd Tex  
Svart kalvskinn m. Picos®  
MEDIUM · Strl: 36-43 · blixtlås



**242-12** Hålfotsstöd Tex  
Cognac mocka m. Picos®  
MEDIUM · Strl: 36-43 · blixtlås



**192-82** Hålfotsstöd  
Svart mocka m. OrthoStretch® · Picos®  
MEDIUM · Strl: 36-43 · blixtlås



**192-83** Hålfotsstöd Tex  
Svart kalvskinn m. Picos®  
MEDIUM · Strl: 36-43 · blixtlås



**192-83** Hålfotsstöd Tex  
Chestnut kalvskinn m. Picos®  
MEDIUM · Strl: 36-43 · blixtlås



## RULLFUNKTION

Yttersulans form ger en bättre gång, så att foten belastas mindre och rörligheten förbättras !



**192-81** Hålfotsstöd Tex  
Chestnut kalvskinn m. Picos®  
MEDIUM · Strl: 36-43 · blixtlås



**192-81** Hålfotsstöd Tex  
Brunt kalvskinn m. Picos®  
MEDIUM · Strl: 36-43 · blixtlås



**212-20** Hålfotsstöd Tex  
Svart kalvskinn m. Picos®  
MEDIUM · Strl: 36-43 · blixtlås



**192-83** Hålfotsstöd Tex  
Brunt kalvskinn m. Picos®  
MEDIUM · Strl: 36-43 · blixtlås



**242-25** *Tex*

Svart nubuck m. Picos®  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås



**242-23** *Tex*

Svart kalvskinn  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



**232-16** *Tex*

Svart kalvskinn m. Picos®  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



**242-29**

Svart kalvskinn m. TextilStretch  
SLIM · Strl: 36-43 · ✂



**242-25** *Tex*

Brun mocka m. Picos®  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås



**242-27** *Tex*

Svart kalvskinn  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås



**212-21** *Tex*

Svart mocka m. OrthoStretch®  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås · ✂



**202-25**

Svart kalvskinn  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



242-24



232-25 *Tex*  
Svart eller brunt kalvskinn  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås



232-22 *Tex*  
Chestnut kalvskinn  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås



242-24 *Tex*  
Svart kalvskinn eller grön nubuck  
m. Picos® · SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås

232-26 *Tex*  
Brunt kalvskinn m. Picos®  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås



232-25 *Tex*  
Chestnut eller grönt kalvskinn  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås



242-24 *Tex*  
Grön nubuck m. Picos®  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås



232-22 *Tex*  
Svart kalvskinn  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås



222-25  
Svart kalvskinn m. struktur  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås



232-15 *Tex*  
Svart kalvskinn m. Picos®  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås



232-15 *Tex*  
Brunt kalvskinn m. Picos®  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås



**222-22 Tex**  
Oliven nubuck m. Picos®  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



**172-21 Tex**  
Brunt kalvskinn eller cognac mocka m. Picos®  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



**172-21 Tex**  
Chestnut kalvskinn m. Picos®  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



**222-22 Tex**  
Cognac nubuck m. Picos®  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



**242-21 Tex**  
Svart kalvskinn eller brun nubuck m. Picos®  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



**222-22 Tex**  
Brun nubuck m. Picos®  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



**222-22 Tex**  
Svart nubuck m. Picos®  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



**172-21 Tex**  
Svart kalvskinn m. Picos®  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



**UTTAGBAR INNERSULA**

Detta är en fördel för dig som önskar att använda dina egna inlägg!

242-13



VÄLBEFINNANDE TILL DINA FÖTTER...



242-13



242-13 *Tex*  
Svart mocka  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås




242-13 *Tex*  
Purple mocka  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



242-13 *Tex*  
Brun mocka  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



202-21 *Tex*  
Svart kalvskinn m. OrthoStretch®  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



## ORTHOSTRETCH® ÄR SOM EN HANDSKE TILL DIN FOT

Våra fötter är olika! Därför måste New Feet skor kunna anpassas efter dina individuella behov. Skor med stretch är väldigt komfortabla, och kan användas av alla som värdesätter komfort.

Stretch har också en viktig funktion för personer med hallux valgus, hammartår, svullna fötter, gikt och diabetes och för användare av bandage eller stödstrumpor. OrthoStretch® är elastiskt i alla riktningar.



### Hallux valgus

Fötter med hallux valgus behöver gott om utrymme. Men samtidigt behövs också skor som sitter åt på foten. OrthoStretch® ger flexibilitet kring knölen.



### Hammertår

En fot med hammertår behöver gott om utrymme över tårna. OrthoStretch® ger utrymme - utan att skorna behöver designas extra högt.



### Diabetes

Personer med diabetes måste vara extra uppmärksamma på sina fötter. OrthoStretch® följer fotens rörelser och ger mindre risk för hård hud och trycksador.



## PROTEKTOR®

Den viktigaste stötdämpningen sitter **inuti skon** där en 6 mm Protektor® sula skyddar din fot mot belastningsskador.

Materialet vi använder för stötabSORBERING är original **PPT®** som vi har exklusiv rätt att använda i skor. **PPT®** har i många år varit det mest efterfrågade materialet för stötdämpning i den ortopediska världen. Materialet har de bästa specifikationerna på elasticitet, levnadstid och renhet - och har tillsammans med OnSteam® foder helt suveräna egenskaper när det gäller fukttransport.


Protektor® inläggssulor säljs även separat i 6 och 3 mm. Yttersulan spelar också stor roll i stötabSORBERINGEN men de kan inte bidra tillräckligt i sig själv då den också måste fungera som stabil grund.



Protektor®



172-22



## KARDBORREBAND

Alla våra kardborreband kan anpassas så de passar din fot!

172-22

Svart kalvskinn m. OrthoStretch® · Picos®  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås · ✕



**242-28**  
Svart kalvskinn m. TextilStretch  
SLIM · Strl: 36-43 · ☞

**TA HAND OM DINA FÖTTER...**  
DE SKAL BÄRA DIG HELA LIVET !



**92-99** *Tex*  
Svart kalvskinn m. TextilStretch,  
svart kalvskinn m. OrthoStretch®  
eller blått kalvskinn m. struktur  
WIDE · Strl: 36-43 · ☞



**232-18** *Tex*  
Svart kalvskinn m. TextilStretch  
MEDIUM · Strl: 36-43 · blixtlås



**231-14** *Tex*  
Svart kalvskinn m. OrthoStretch® el. blått kalvskinn m. struktur  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



**222-35**  
Svart kalvskinn eller blå nubuck · OrthoStretch®  
SLIM · Strl: 36-43 · ☞



**101-16-210**  
Svart kalvskinn m. OrthoStretch®  
SLIM · Strl: 36-43 · ☞



**221-21** *Tex*  
Blått eller svart kalvskinn m. TextilStretch  
WIDE · Strl: 36-43 · snaplås



**212-33** *Tex*  
Svart kalvskinn m. struktur  
WIDE · Strl: 36-43 · blixtlås



242-30

Svart eller bordeaux kalvskinn  
m. TextilStretch  
SLIM · Strl: 36-43 · ✕241-19 *Tex*Svart kalvskinn m. TextilStretch  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås242-17 *Tex*Svart kalvskinn m. TextilStretch  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås241-19 *Tex*Blått kalvskinn m. TextilStretch  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås

241-17

Svart eller mörkblå mocka  
WIDE · Strl: 36-43172-19 *Tex*Svart kalvskinn m. OrthoStretch®  
WIDE · Strl: 36-43 · ✕

192-23

Svart kalvskinn m. OrthoStretch®, bordeaux kalvskinn  
m. struktur & OrthoStretch® eller blått kalvskinn m. struktur  
SLIM · Strl: 36-43 · blixtlås**OLIKA BREDDER  
& PASSFORMAR**Våra skor är indelad i  
SLIM - MEDIUM - WIDE  
beroende på din fots  
passform !

242-26

*Tex*Svart nubuck  
SLIM · Strl: 36-43 · ✕

231-28

Svart nubuck eller vitt kalvskinn  
WIDE · Strl: 36-43212-30 *Hälfotsföd*Svart kalvskinn m. OrthoStretch®  
MEDIUM · Strl: 36-43 · blixtlås

232-24

Svart kalvskinn eller svart kalvskinn m. struktur  
SLIM · Strl: 36-43

**242-31** *Tex*  
Svart kalvskinn  
WIDE · Strl: 41-48 · blixtlås



**FÖTTER ÄR OLIKA...**  
DÄRFÖR ÄR INTE NEW FEET  
SOM ANDRA SKOR !!!



**242-34**



**242-31** *Tex*  
Brun nubuck eller svart kalvskinn  
WIDE · Strl: 41-48 · blixtlås



**242-34**  
Svart kalvskinn m. OrthoStretch® · Picos®  
WIDE · Strl: 41-48 · ✕



**222-12** *Tex*  
Brun nubuck m. Picos®  
WIDE · Strl: 41-47 · blixtlås




**222-12** *Tex*  
Svart nubuck m. Picos®  
WIDE · Strl: 41-47 · blixtlås



**242-32** *Tex*  
Brun nubuck  
WIDE · Strl: 41-48 · blixtlås



**222-13** *Tex*  
Brun nubuck  
MEDIUM · Strl: 41-47 · blixtlås



**INGA STÖRANDE  
SÖMMAR PÅ INSIDAN**  
Ger optimalt skydd av din fot!



**242-32** *Tex*  
Svart kalvskinn  
WIDE · Strl: 41-48 · blixtlås



**242-33** *Tex*  
Svart nubuck  
WIDE · Strl: 41-47



**241-25**  
Blå nubuck  
MEDIUM · Strl: 41-47 · blixtlås



**222-13** *Tex*  
Svart kalvskinn  
MEDIUM · Strl: 41-47 · blixtlås



242-10



232-21



**TEX-MEMBRAN TIL FUKTIGT KLIMAT**  
 TEX membran kombinerat med våra lining-material  
 gör skorna mycket vattenavvisande



**242-10** *Tex*  
 Cognac mocka  
 WIDE · Strl: 41-47 · blixtlås



**201-61**  
 Svart kalvskinn m. OrthoStretch®  
 MEDIUM · Strl: 41-47 · 3<



**182-24**  
 Svart kalvskinn m. OrthoStretch®  
 WIDE · Strl: 41-48



**231-21** *Tex*  
 Svart mesh  
 MEDIUM · Strl: 41-47



**81-47**  
 Svart kalvskinn eller brun nubuck · OrthoStretch®  
 WIDE · Strl: 40-49 · 3<



**221-19** *Tex*  
 Svart mesh  
 MEDIUM · Strl: 41-47 · snaplås



212-14  
Blå filtad ull  
WIDE · Strl: 36-43 · ☞

## KOM IHÅG...

AT TA HAND OM DINA FÖTTER NÄR DU ÄR HEMMA  
– DU GÅR MYCKET MER ÄN DU TROR !! !!!



212-13  
Blå eller grå filtad ull  
WIDE · Strl: 36-43 · ☞



212-13  
Svart eller brun filtad ull  
WIDE · Strl: 36-43 · ☞



212-14  
Grå eller svart filtad ull  
WIDE · Strl: 36-43 · ☞



212-14  
Brun eller blå filtad ull  
WIDE · Strl: 36-43 · ☞



152-85  
Brun, grå, bordeaux eller svart filtad ull  
SLIM · Strl: 36-43 · ☞



162-76  
Svart, bordeaux, eller grå filtad ull  
SLIM · Strl: 36-43 · ☞



162-76  
Grå, svart eller bordeaux filtad ull  
SLIM · Strl: 36-43 · ☞



202-68 Häfotsföd  
Svart eller bronze mikrofiber  
MEDIUM · Strl: 36-43 · ☞



192-73



192-74



152-56  
Grå filtad ull  
MEDIUM · Strl: 41-47 · ☒



192-73  
Svart eller grå filtad ull  
WIDE · Strl: 36-47



192-75  
Svart eller grå filtad ull  
WIDE · Strl: 36-43



201-49 *Hälfotssläd*  
Svart mikrofiber  
MEDIUM · Strl: 41-48 · ☒



222-32  
Svart eller brun filtad ull  
MEDIUM · Strl: 41-47 · ☒



192-74  
Svart eller grå filtad ull  
WIDE · Strl: 36-47



192-97  
Grå filtad ull  
WIDE · Strl: 36-47 · ☒



152-26  
Grå eller svart filtad ull  
MEDIUM · Strl: 41-47 · ☒



162-79  
Svart kalvskinn  
MEDIUM · Strl: 41-47 · ☒

## KONCEPTET BAKOM NEW FEET



Det danska företaget New Feet har i samarbete med nordiska terapeuter och europeiska designers utvecklat skor till känsliga, diabetiska eller reumatiska fötter.

New Feet började i 2004 baserat på ett projekt i samarbete med Bispebjerg Hospitals Center for Sårheling. Resultatet blev olika skor och sandaler till sårpatienter.

Den första serien av professionella skor har varit basen för övriga projekt som har fokuserat extra på välbefinnande och hälsa för fötterna och även på att förebygga komplikationer efter diabetes, motverka

smärta från gikt och ta bort smärta från hallus valgus och hammartå.

Skor från New Feet är väldigt komfortabla skor med funktionell design som kan användas av alla som vill ta väl hand om sina fötter.

New Feet skor kan anpassas till allas behov – därför finns det gott om plats till individuella inlägg.

### New Feet tar hand om miljön

Vi är stolta över att våra skor produceras i Portugal enligt EU's standarder och miljökrav.

## FÖTTER ÄR OLIKA

Därför är inte New Feet som andra skor

Vi konstruerar skor enligt den ortopediska traditionen:

**KOMFORT** och **SKYDD** av kroppen är det primära målet för våra skor.

Våra skor kännetecknas genom:

- Bred förfot, hög stabilitet och säkert hälgrepp
- Mjukt skinn og utvalt foder
- Fukktransporterande och friktionshämmande foder
- Alla invändiga sömmar är dolda så de inte irriterar huden



## VI HAR FOKUS PÅ DIABETES OCH REUMATISM

Vi och våra återförsäljare ger gärna råd, men det är din vårdgivare som har tillgång till din journal och därför är vårdpersonalens rådgivning viktig.



## OLIKA PASSFORMER

New Feet använder olika lästyper och yttersulor med olika egenskaper för att få flera funktioner och passformer. Prova på våra lästyper så att du hittar den eller de som passar perfekt till dina fötter. Skor med Ortostretch® ger extra gott om plats.



**SLIM, MEDIUM** och **WIDE**. I varje lästgrupp har vi flera olika typer av yttersulor.

SLIM är den smalaste lästgruppen vi har – med mycket mer volym jämfört med andra skor.

## TEXTILSTRETCH

Skodon med Textilstretch ger extra flexibilitet. Det är en viktig funktion och ger komfort till knystar, hammartår, svullna fötter, gikt och diabetesfötter.

## LININGSMATERIAL

Picos® är vårt varma foder.

- Hudvänligt och bra för personer med diabetes
- Materialet är laminerat med en vattenavvisande membran
- Värmeisolerande, fukttransporterande och hållbart

Liningmaterialen produceras utan effekt på CO2-balansen.



TEX-membran till fuktigt klimat. Textiler kombinerat med en vattenavvisande TEX-membran gör skorna mycket vattenavvisande. Leta efter TEX-märket

## INDIVIDUELL ANPASSNING

Enkel anpassning av skor är en av de viktigaste egenskaperna hos New Feet skor.



Kardborrbanden är extra långa och uppdelat, så de kan anpassas precis till din fot.

Våra skor kan därför användas av personer som behöver extra plats till svullna fötter och kompressionsstrumpor – eller inlägg och bandage.



Vi använder dragkedja i flera av våra modeller – kombinerad med kardborreband eller snören ger de en bra passform och är ett enkelt sätt att ta av och på skorna.



New Feet har inbyggt hålfotsstöd i några av modellerna. Se efter hålfotsstöd-symbolen.

## RULLFUNKTION



I några fall behövs det hjälp till en bättre gång. Smärta i förfoten, styv stortå eller fotledet är några av problemen som kan minimeras genom att forma yttersulan så att foten utsätts för minsta möjliga belastning och det är änkare att gå.

## NEW FEET INLÄGGSSULA



### FÖTTERNA ÄR KROPPENS FUNDAMENT

Som på ett hus är fundamentet viktig. Det är basis för att konstruktionen fungerar. Huvudorsaken till smärta i rygg, ländrygg, höfter och knän är påverkningar från ett hårt underlag. En annan väsentlig orsak till smärtor är att fotpositionen inte är optimal. Om du går snett sprider det sig till hela kroppen – från smärtor i ländryggen till huvudvärk.

### KORREKTOR® - KORRIGERANDE INNERSULOR

New Feet producerar innersulor som korrigerar din felställning. De kan användas i New Feet skor som har gott om plats eller placeras i dina nuvarande skor.


## KORREKTOR®

Fundamentet för en hälsosammare kropp är att vi rör oss korrekt. Om fotleden roterar inåt måste hela kroppen kompensera för att du går snett.

På illustrationen ser du hur ett inlägg rättar upp fotvalvet och därmed foten.

Om inte felet med lågt eller inget fotvalv behandlas kommer man under tiden utveckla följande komplikationer:

- HALLUS VALGUS
- HAMMARTÅ
- SMÄRTA I FRAMFOTEN
- HÅLSMÄRTA
- DÅLIG GÅNG
- SMÄRTA I HÖFT OCH RYGG



**UTAN**  
korrigering

**MED**  
korrigering

## NEW FEET SULAPROGRAM

### PROTEKTOR®

#### Basic

**200-0 Protektor® Basic 6 mm**  
Protektor® finns som en 6mm flat sula med överträffad stötdämpning. Det er denne sula som finns i nästan alla New Feet skor och stövlar.

**200-3 Protektor® Basic 3 mm**  
Till skor med begränsat utrymme.



### KORREKTOR®

Korrektor® finns i flera varianter – beroende av fotens felställning finns det en Korrektor® till dig

#### Soft

**200-2 Korrektor® Soft ¾**  
Soft varianten har gjorts av ett korrigerande inlägg med 3 mm PPT® stötdämpande material överst. Det känns mjukt och bekvämt och lyfter inte lika mycket som de andra inläggen.



#### Medium • 200-21 Korrektor®

Medium ¾  
Medium varianten har gjorts av ett material i medium fasthet.



#### High • 200-22 Korrektor®

High ¾  
High varianten har gjorts av ett fastare och stabilare material.



#### High slim • 200-32 Korrektor®

Slim ¾  
Slim varianten är en tunnare variant av High. Denna kan användas till smala eller öppna skor.









TEX membran  
gör skorna mycket  
vattenavvisande




Uttagbar innersula är en  
fördel för dig som önskar  
att använda ditt  
eget inlägg



Alla våra kardborreband  
kan anpassas så de  
passar din fot




Inga störande  
sömmar på insidan  
ger optimalt skydd  
av din fot



Fast hälkappa  
ger stabilitet och  
stöd när du går



Våra skor är indelad i  
SLIM - MEDIUM - WIDE  
beroende på din fots  
passform



Alla våra skor har 6 mm  
Protektor® innersula som  
ger dig suverän stötdämpning  
och skyddar din fot mot  
belastningsskador



Yttersulans form ger en  
bättre gång, så att foten  
belastas mindre och  
mobiliteten ökar



FÖLJ OSS PÅ

